

5mmφ 同軸NMRチューブ溶封用内管

外管の全長は 180mm, 本品の全長は 200mm なので内管にサンプルあるいは溶媒を充填後、上部を溶封しても、外管より長い寸法を維持できます。

セットものでは内管と外管の差が 3mm しかありませんので、溶封すると外管の中に沈んでしまい取り出せなくなったり、下まで入らなくなったりする可能性があります。

キャップができなくなるのでセット販売は致しません。外管は別にご購入ください。

PS-001-7, PST-001-7

☆他メーカーの外管との挿入は内径寸法・公差が違うため保証いたしません。

型式	全長	上部外径	下部長さ	下部外径	下部内径	下部内径公差	価格 1 本
SP-401L200	200mm	4.1mm	50mm	1.7mm	1.2mm	±0.01mm	5,000 円
SP-402L200	200mm	4.1mm	50mm	2mm	1.5mm	±0.01mm	5,000 円
SP-403L200	200mm	4.1mm	50mm	2.5mm	1.9mm	±0.01mm	3,500 円
SP-404L200	200mm	4.1mm	50mm	3mm	2.5mm	±0.01mm	3,500 円
SP-405L200	200mm	4.1mm	50mm	4.1mm	3.2mm	±0.01mm	3,500 円

